

ABTS 试剂

ABTS 又称 2,2'-联氨-双-3-乙基苯并噻唑啉-6-磺酸, 属于游离氯的光谱试剂, 酶免显色底物, 多用于 ELISA 步骤, 该底物产生一种可溶性的显绿色的物质可在 405 nm 处光谱读取, 这种反应可用 1%SDS 终止。ABTS 试剂主要由 ABTS 溶液、ABTS 缓冲液、氧化剂组成, 反应后在酶标仪上读 A405 吸光度值。

产品名称	产品编号	产品规格	产品价格	产品条件
ABTS 试剂	JLC3371	96T	240	RT

注意事项:

ABTS 试剂, 即配即用, 不易久置。

为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期: 4 个月有效。