

## ABTS 缓冲液(pH5.0)

ABTS 缓冲液(pH5.0)主要由磷酸盐、乙酸钠等组成,pH5.0,是 ABTS 反应的缓冲液,进而在酶标仪上读 A405 吸光度值。

产品名称	产品编号	产品规格	产品价格	产品条件
ABTS 缓冲液(pH5.0)	JLC3371	100ml	90	RT

**操作步骤:**

根据实验具体要求操作。

**注意事项:**

为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

**有效期:** 4 个月有效。