

PBS-EDTA 缓冲液(4×PE,pH8.0)

产品名称	产品编号	产品规格	产品价格	产品条件
PBS-EDTA 缓冲液(4×PE,pH8.0)	JLC3176	500ml	95	4℃

操作步骤:

根据实验具体要求操作。一般应稀释至 1×后使用。

注意事项:

注意无菌操作，避免被微生物污染。该试剂经高压灭菌处理。

为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期: 12 个月有效。亦可室温短期存储。