

蔗糖咪唑溶液(0.4mol/L,pH7.0)

蔗糖咪唑溶液(1.65mol/L,pH7.0)由 1.65M 蔗糖、2mMEDTA、25mM 咪唑等组成，主要用于从酵母细胞中分离质膜。

产品名称	产品编号	产品规格	产品价格	产品条件
蔗糖咪唑溶液(0.4mol/L,pH7.0)	JLC3040	100ml	100	4℃

操作步骤:

- 1、根据实验具体要求操作，预冷至 4℃使用。

注意事项:

- 1、为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期: 6 个月有效。