

蔗糖咪唑溶液(2.25mol/L,pH7.0)

蔗糖咪唑溶液(2.25mol/L,pH7.0)由 2.25M 蔗糖、2mMEDTA、25mM 咪唑等组成，主要用于从酵母细胞中分离质膜。

| 产品名称 | 产品编号 | 产品规格 | 产品价格 | 产品条件 |
|-------------------------|---------|-------|------|------|
| 蔗糖咪唑溶液(2.25mol/L,pH7.0) | JLC3047 | 100ml | 115 | 4℃ |

操作步骤:

1、根据实验具体要求操作，预冷至 4℃ 使用。

注意事项:

1、为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期: 6 个月有效。