

## PBS-EDTA 缓冲液(4×PE,pH7.4)

产品名称	产品编号	产品规格	产品价格	产品条件
PBS-EDTA 缓冲液(4×PE,pH7.4)	JLC3177	500ml	95	500ml

**操作步骤:**

根据实验具体要求操作。一般应稀释至 1×后使用。

**注意事项:**

注意无菌操作，避免被微生物污染。该试剂经高压灭菌处理。

为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

**有效期:** 12 个月有效。亦可室温短期存储。