

# B95-8 绒猴 EB 病毒转化的白细胞

本产品仅供科研实验使用

## 基本信息：

**产品品牌**：晶抗生物

**中文名称**：绒猴 EB 病毒转化的白细胞

**细胞简称**：B 95-8

**细胞别称**：B95.8;B95.8;B 95-8;B -95-8;B 958;GM 07404;GM 07404D

**细胞形态**：淋巴母细胞样

**生长特性**：悬浮细胞

**培养环境**：空气, 95% ; CO<sub>2</sub>, 5% 37°C

**冻存条件**：55% 基础培养基+40% FBS+5% D M SO 液氮

**完全培养基**：RPM I-1640(P M 150110) + 10% F B S(164210-50) + 1% P /S(P B

## 传代步骤：

可通过补充新鲜培养基或者离心换液两种方式维持培养，离心转速参考 1200 rpm (250g 左右)，离心 3 分钟。

传代比例 (密度)： $3 \times 10^5$ - $5 \times 10^5$  cells/m L

换液频次：2~ 3 次/周

## 细胞背景描述：

B95-8 细胞源自暴露于人白血球中抽提的 EB 病毒的绒猴白血球 B95-8 细胞是一个连续株，并能释放高滴度的转染 EB 病毒。B95-8 细胞提供 EB 病毒用于建立人的连续淋巴细胞株。

倍增时间：~40 hours

组织来源：外周血淋巴细胞

细胞类型：转化细胞系

生物安全等级：2

细胞保藏中心：D SM Z; ACC-100ECACC; 85011419

### **收到常温细胞后如何处理：**

**细胞培养详细操作步骤请参照晶抗生物细胞培养操作指南**

1. 收到常温细胞后，及时拍照记录有无漏液/瓶身破损现象。
2. 用 75%酒精擦拭细胞培养瓶表面，显微镜下观察细胞状态。先不要打开培养瓶盖，将细胞置于细胞培养箱内静置培养 2-4 小时，以便稳定细胞状态。
3. 仔细阅读细胞说明书，了解细胞相关信息，如贴壁特性（贴壁/悬浮）、细胞形态、所用基础培养基、血清比例、所需细胞因子、传代比例、换液频率等。
4. 静置完成后，取出细胞培养瓶，镜检、拍照，记录细胞状态（所拍照片 将作为后续服务依据）；建议细胞传代培养后，定期拍照、记录细胞生长状态。
5. 若观察到异常或者对细胞有疑问，请及时跟我们联系；对于细胞培养操作及培养。可跟我们的技术支持交流。

### **售前须知：**

该细胞为悬浮细胞，请注意离心收集细胞悬液；请勿直接倒掉细胞培养液。细胞会有部分贴壁，贴壁细胞不用胰酶消化，直接吹下收集。

**订购热线：021 - 54720761**

**咨询 QQ：2881498726**

**咨询电话：13166274233(微信同号)**

