



α -L-鼠李糖苷酶活性检测试剂盒微量法(酸性条件)

中文名称： [\$\alpha\$ -L-鼠李糖苷酶活性检测试剂盒\(酸性条件\)](#)

英文名称： α -L-Rhamnosidase Activity Assay kit(Acid Conditions)

储存条件： 2-8°C

产品包装： 盒装

检测方法： 微量法

有效期： 6个月

产品规格： 100T/48S

产品简介： α -L-鼠李糖苷酶 (α -L-rhamnosidase, EC 3.2.1.40) 能够专一催化水解芦丁、橙皮苷和柚皮苷等黄酮苷类、烯萜类天然产物末端的 α -L-鼠李糖基。大多数 α -L-鼠李糖苷酶的适 pH 值处于酸性或近中性范围。

酸性条件下，酸性 α -L-鼠李糖苷酶和对硝基酚- α -鼠李糖苷(PNPR)生成黄色的对硝基苯酚(PNP)，该产物在 400nm 处有大吸收峰。通过检测 PNP 在 400nm 下的增加速率，即可得到酸性 α -L-鼠李糖苷酶活性的大小。